

表 2: NextSeq シリーズパフォーマンス項目

NextSeq シリーズのシーケンス性能 ^a					
フローセル設定	リード長 (bp)	データ出力 (Gb)	ラン時間	データ品質	サンプル
高出力フローセル ~4 億シングルリード ~8 億ペアエンドリード	150 x 2	100-120	29 時間	Q30 以上の塩基が 75% 以上	TruSeq [®] ライブラリー調製キット 使用時 100ng-1µg
	75 x 2	50-60	18 時間	Q30 以上の塩基が 80% 以上	
	75 x 1	25-30	11 時間	Q30 以上の塩基が 80% 以上	
中出力フローセル ~1.3 億シングルリード ~2.6 億ペアエンドリード	150 x 2	32-39	26 時間	Q30 以上の塩基が 75% 以上	
	75 x 2	16-19	15 時間	Q30 以上の塩基が 80% 以上	

NextSeq 550 システムアレイスキャン項目		
BeadChip	BeadChip あたりのスキャン時間	サンプルあたりのスキャン時間
Infinium CytoSNP-850K BeadChip	40 分	5 分
HumanCytoSNP-12 BeadChip	40 分	3.3 分
Infinium HumanKaryomap-12 BeadChip	40 分	3.3 分

a. 時間は NextSeq システム上で実施するクラスター形成、シーケンス、ベースコールを含みます。据付時の仕様は、イルミナ PhiX コントロールライブラリーを使い、サポート範囲内でのクラスター密度 (129~165k/mm² パスフィルタークラスター) を基にしています。実際のパフォーマンス項目は、サンプルの種類、クオリティ、そしてパスフィルタークラスターに依存します。Q30 以上の塩基の割合は、そのラン全体の平均値です。

NextSeq 550 システムでアレイスキャンが可能に

NextSeq 550 システムは、実績のある安定した NextSeq 500 シーケンスシステムにマイクロアレイスキャンを組み合わせたシステムです (図 2)。[†] 研究者は NextSeq 550 システムのマイクロアレイスキャンを活用し、シーケンスで検出されたコピー数変異を詳細に探索または検証する、強力で補完性のあるテクノロジーに即座にアクセスすることができます。NextSeq 550 システムにより、最新の研究用アプリケーションメニューを最大化でき、同時に装置のコストを最小限に抑えることができます。NextSeq 550 システムは、生殖医学、遺伝医学、そして腫瘍学の研究における幅広い利用を可能にすることで、選択肢を広げています。

合理化されたバイオフィォマティクス

NextSeq シリーズはいくつかのデータ解析オプションをサポートしています。ベースコールおよびクオリティスコアは、装置に統合されたコンピューターで行います。シーケンスランのデータは、イルミナデータに対応するよう開発された商用またはオープンソースのバイブラインを利用したり、イルミナのゲノムコンピューティング環境である BaseSpace (オンサイトあるいはクラウド) で即座にデータを転送、解析し、安全に保管することもできます。BaseSpace でのデータの downstream 解析では、アライメントや変異コール、アノテーション、視覚化および解釈などを行います。

また、BaseSpace はエクソームおよびトランスクリプトーム、全ゲノム、そして体細胞変異コール用にイルミナのデータ解析アプリも搭載しています。業界標準のデータフォーマットを採用しているため、サードパーティの開発者らがさらなる downstream データ解析のための商用ツールおよびオープンソースのツールを開発して、豊富なエコシステムを構築しています。

[†] NextSeq 550 システムは、唯一のマイクロアレイスキャン対応装置です。CytoSNP-850K、HumanCytoSNP-12、および HumanKaryomap-12 DNA BeadChip でもマイクロアレイスキャンをサポートしています。

BlueFuse[®] Multi ソフトウェアが、アレイベースの分子細胞遺伝学研究から得られたデータや NGS データを解析する単一フレームワークを提供します。ソフトウェアは、全ゲノム解析実験で産出された豊富なデータを高機能な処理アルゴリズムおよび直感的な可視化フォーマットを使って管理、検索、表示するよう設計されています。

まとめ

NextSeq 500 および NextSeq 550 システムは、NGS (次世代シーケンサー) を日常的な研究ツールとして世界中のラボで利用いただける革新的なシーケンサーです。最新の SBS ケミストリーを採用し、高い柔軟性を誇る NextSeq システムが備えるタッチパネル操作およびサンプルから結果を得るまでの統合されたワークフローにより、研究者は最も定評のある高スループットなアプリケーションを 1 日以内で実施することができます。本システムの 2 種類のフローセルおよび試薬の組み合わせにより、必要に応じて低スループットなアプリケーションにも対応でき、研究者は様々なプロジェクト規模に応じて効率的に運用できます。

詳細について

NextSeq シーケンスシステムシリーズについての詳細は、www.illumina.com/nextseq をご覧ください。

