


図 2: シンプルなアンプリコンのワークフロー



ターゲット領域の上流および下流に相補的でオーバーハンガアダプターを持つフォワードプライマーとリバースプライマーを設計し、ゲノム DNA からテンプレートを増幅します。次のステップの低サイクルPCRでは、さらにマルチプレックスのためのインデックスとイルミナシーケンスアダプターが付加されます。ライブラリは標準化後にプールし、MiSeq システムでシーケンスします。

フォワードプライマー:

5'-TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG-3'


リバースプライマー:

5'-GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG-3'


MSR は 16S のワークフローをサポートしており、属レベルでの分類を可能にしました。16S ワークフローは Bayesian 分類法⁸に基づいて分類を行い、それぞれのリードに信頼度スコアを付けます。分類の際、リードが一定の信頼度スコアを満たさない場合は、そのリードは分類されずに「分類不可」のリードとなります。図 3 に示されるように、MSR からの図表アウトプットにはサンプル中のそれぞれの属の割合が表示されます。図 3A はヒトの唾液サンプルに含まれる生物種を属レベルで表示しています。また、図 3B はメタゲノムにおけるコントロールサンプルの分類結果で、以下の微生物由来の DNA が同等の割合で含まれています (*Bacillus cereus*, *Klebsiella pneumonia*, *Listeria innocua*, *Listeria monocytogenes*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas stutzeri*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*)。

図 3: 微生物サンプルの解析

A. 唾液



B. コントロール



MiSeq Reporter (MSR) による 16S rRNA メタゲノムワークフローのアウトプットです。テスト (A) およびコントロール (B) の微生物サンプルに含まれているすべての属が表示されています。DNA サンプルはサンノゼ州立大学の Cleber Ouverney 博士に提供いただきました。

