


イルミナマルチオミクスライブラリー調製キット 新製品お試しキャンペーン 2026



イルミナでは、マルチオミクスポートフォリオを拡大する新しいオミクス解析製品のリリースを続けています。このたび、3つのライブラリー調製キット新製品をお得にお試しいただけるキャンペーンをご紹介します。有効期間をご確認の上、ご注文の際にプロモーションコードを販売代理店にお伝えいただき、ぜひお試しください。


① Illumina 5-Base DNA Prep

1回のアッセイでメチル化とゲノムバリエーションを検出する高効率キットを30%オフで

Illumina 5-Base DNA Prep は、新しい酵素法と最適化された解析アルゴリズムにより、1つのサンプル、1回のライブラリー調製、シーケンスランおよび解析までのワークフローで、5種類の塩基 (A, T, G, C および 5mC) を検出でき、ゲノムとメチロームの二つの洞察を高効率に提供します。

特徴

- 非メチルシトシンではなくメチル化シトシンを変換することで、ライブラリーの塩基多様性を維持して高効率シーケンスを実現すると同時に、ゲノムバリエーション検出を可能に
- シンプルなワークフローと専用の DRAGEN™ 二次解析で、総所要時間を大幅に短縮
- 全ゲノム版とターゲットシーケンス版をご用意。NovaSeq™ を用いた網羅的解析と NextSeq™ でも可能なコンパクト解析を目的に応じて選択可能



対象製品：以下の表を参照ください。

条件：対象製品各1点まで、30%オフの割引を適用いたします。*ご利用は1回のみとなります。

期間：2026年9月30日(水)まで(当日中に弊社で受注した分までに適用)

プロモーションコード：ILMN5B40

カタログ番号	製品名	希望販売* 価格(円)	キャンペーン 適用価格(円)	サンプル 単価(円)
20140364	Illumina 5-Base DNA Prep (24 Samples)	396,900	277,830	11,577
20140366	Illumina 5-Base DNA Prep with Enrichment (24 Samples)	567,700	397,390	16,558
20091654	Illumina DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	63,560	662
20091656	Illumina DNA/RNA UD Indexes Set B, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	63,560	662
20091658	Illumina DNA/RNA UD Indexes Set C, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	63,560	662
20091660	Illumina DNA/RNA UD Indexes Set D, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	63,560	662
20098166	Illumina® Unique Dual Indexes, LT (48 Indexes, 48 Samples)	62,400	43,680	910

*2026年4月16日時点の価格です。価格は希望販売価格で参考価格です。価格は税抜きです。

② Illumina miRNA Prep

新製品 miRNA ライブラリーキットを 10% オフ、mRNA キットとの組み合わせで 20% オフ

対象製品：以下の表を参照ください。

条件：MIRNA15 は対象製品各 1 点まで 10% オフ、MMIRNA25 は対象 2 製品を数量 1:1 の割合で同時に注文いただいた場合に、数量無制限で 20% オフの割引を適用いたします。*ご利用は 1 回のみとなります。

期間：2026 年 6 月 30 日 (火) まで (当日中に弊社で受注した分までに適用)


プロモーションコード：MIRNA15 (miRNA キット単独の場合) もしくは MMIRNA25 (mRNA キットと組み合わせの場合)

カタログ番号	製品名	希望販売* 価格 (円)	キャンペーン 適用価格 (円)	サンプル 単価 (円)
プロモーションコード：MIRNA15 (10% オフ)				
20145030	Illumina miRNA Prep (96 Samples)	950,000	855,000	8,906
20145031	Illumina miRNA Indexes Set A (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	81,720	851
20145032	Illumina miRNA Indexes Set B (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	81,720	851
20145033	Illumina miRNA Indexes Set C (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	81,720	851
20145034	Illumina miRNA Indexes Set D (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	81,720	851
プロモーションコード：MMIRNA25 (20% オフ)				
20040534	Illumina Stranded mRNA Prep, Ligation (96 Samples)	719,600	575,680	5,997
20145030	Illumina miRNA Prep (96 Samples)	950,000	760,000	7,917

③ Illumina DNA Prep with Exome 2.5 Enrichment v2

高 GC 含量領域のカバレッジ均一性を改善した WES 用ライブラリー調製を 60% オフ

エクソームパネル、ライブラリー調製試薬、濃縮試薬、インデックス、精製ビーズを含む、シンプルなオールインワンエクソームキットが、高 GC 領域やキャプチャーの難しい領域でのパフォーマンスを向上させた v2 として新登場。12-plex で最適なコストパフォーマンスを発揮します。



対象製品：以下の表を参照ください。

条件：対象製品各 1 点まで、60% オフの割引を適用いたします。*ご利用は 1 回のみとなります。

期間：2026 年 9 月 30 日 (水) まで (当日中に弊社で受注した分までに適用)

プロモーションコード：Exome64

カタログ番号	製品名	希望販売* 価格 (円)	キャンペーン 適用価格 (円)	サンプル 単価 (円)
20155541	Illumina DNA Prep with Exome 2.5 Enrichment v2, (S) Tagmentation Set B (96 Samples, 12-plex)	1,505,200	602,080	6,272
20155543	Illumina DNA Prep with Exome 2.5 Enrichment v2, (S) Tagmentation Set D (96 Samples, 12-plex)	1,505,200	602,080	6,272

* 2026 年 4 月 1 日時点の価格です。価格は希望販売価格で参考価格です。価格は税抜きです。

イルミナ株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル22階
Tel (03)4578-2800 Fax (03)4578-2810
jp.illumina.com

www.facebook.com/illuminakk

販売店

本製品の使用目的は研究に限定されます。診断での使用はできません。販売条件：jp.illumina.com/tc

APJ-4014-260416-01-JP M-JP-00401

© 2026 Illumina, Inc. All rights reserved.

すべての商標および登録商標は、Illumina, Inc または各所有者に帰属します。
商標および登録商標の詳細は jp.illumina.com/company/legal.html をご覧ください。
予告なしに仕様および希望販売価格を変更する場合があります。