

キャンペーン期間 2020/

12/31 (木)まで

RNA ライブラリー調製キット 新製品キャンペーン

イルミナ純正
RNA ライブラリー調製キット新製品を
特別価格 17% オフでご提供



迅速で簡便なワークフロー、
少量 RNA にも対応など大幅改善された
RNA ライブラリー調製キット新製品を
17% オフでお試しいただけます。

キャンペーン
情報

対象製品 RNA ライブラリー調製キットの対象新製品
(対象製品は裏面を参照ください)

条件 対象製品をキャンペーン価格でご提供
* mRNA、Total RNA、ターゲット RNA の各カテゴリーで、初回ご注文 1 キットのみに
ご利用いただけます。
* 受注後に最短の納期でお届けし、納期指定はできません。あらかじめご了承ください。

期間 2020 年 6 月 24 日 (水) から 2020 年 12 月 31 日 (木) まで (弊社受注分まで)

プロモーションコード: RNA25 (ご注文の際に販売店にお伝えください。)

イルミナ株式会社 営業本部 TEL: 03-4578-2800 (内線 1)

製品情報はこちら

mRNA キットはこちら
Total RNA キットはこちら
ターゲット RNA キットはこちら

[:jp.illumina.com/MRNA](http://jp.illumina.com/MRNA)
[:jp.illumina.com/TRNA](http://jp.illumina.com/TRNA)
[:jp.illumina.com/RNAE](http://jp.illumina.com/RNAE)

illumina®

Pick up

新製品群の特長

少量 RNA からスタート可能、短く簡便なワークフロー、384 種類の Unique Dual Index 対応^{*1} でハイスループットシーケンサーのコストメリットを最大化

各新製品の特長

mRNA ライブラリー調製キット：PolyA RNA の効率的な RNA シーケンスに

- 約 1 万報の文献実績がある TruSeq™ ケミストリー
- 最少 25 ng の Total RNA から、ストランド情報を持つライブラリーを作製
- 所要時間 7 時間以内、操作時間 3 時間以内。従来品より 40% 迅速なワークフロー

Total RNA ライブラリー調製キット：ヒト・マウス・ラット・バクテリアの網羅的 RNA シーケンスに

- TruSeq ケミストリーと、複数生物種の rRNA 除去ができる Ribo-Zero Plus の組み合わせ
- 最少 1 ng^{*2} の Total RNA から、ストランド情報を持つライブラリーを作製
- 所要時間 7 時間以内、操作時間 3 時間以内。従来品より 40% 迅速なワークフロー

ターゲット RNA ライブラリー調製キット：目的の転写物にフォーカスした効率的 RNA シーケンスに

- Nextera ケミストリー採用、1 回のハイブリダイゼーションステップなどワークフローを簡単に
- 高品質 RNA は最少 10 ng、FFPE サンプルは最少 20 ng からライブラリーを作製
- 所要時間 9 時間以内、操作時間 2 時間以内。従来品より大幅な時間短縮

*1. 発売当初は 192 種類のみ、2020 年後半に 384 種類対応予定

*2. FFPE サンプルは 10 ng 推奨

キャンペーン 対象製品

カタログ番号	製品名	希望販売価格 (円)	キャンペーン適用価格 (円)*
mRNA ライブラリー調製キット			
20040532	Illumina® Stranded mRNA Prep, Ligation (16 Samples)	128,200	106,406
20040534	Illumina® Stranded mRNA Prep, Ligation (96 Samples)	676,500	561,495
Total RNA ライブラリー調製キット			
20040525	Illumina® Stranded Total RNA Prep, Ligation with Ribo-Zero Plus (16 Samples)	263,900	219,037
20040529	Illumina® Stranded Total RNA Prep, Ligation with Ribo-Zero Plus (96 Samples)	1,414,500	1,174,035
ターゲット RNA ライブラリー調製キット			
20040536	Illumina® RNA Prep with Enrichment, (L) Tagmentation (16 Samples)	461,200	382,796
20040537	Illumina® RNA Prep with Enrichment, (L) Tagmentation (96 Samples)	1,768,100	1,467,523

キャンペーン 非対象製品

カタログ番号	製品名	希望販売価格 (円)	備考
20040553	IDT® for Illumina® RNA UD Indexes Set A Ligation (96 indexes, 96 samples)	107,600	20040532、20040534、20040525、20040529 と組み合わせて使用
20040554	IDT® for Illumina® RNA UD Indexes Set B Ligation (96 indexes, 96 samples)	107,600	
20027213	IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	107,600	
20027214	IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set B, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	107,600	20040536、20040537 と組み合わせて使用
20020183	Illumina Exome Panel – Enrichment Oligos Only	275,400	

* 価格に消費税は含まれません。
※ 2020 年 6 月 24 日現在の価格です。

イルミナ株式会社

〒108-0014 東京都港区芝 5-36-7 三田ベルジュビル 22 階
Tel (03) 4578-2800 Fax (03) 4578-2810
jp.illumina.com

 www.facebook.com/illumina

販売店

本製品の使用目的は研究に限定されます。診断での使用はできません。 販売条件：jp.illumina.com/tc

Pub. No. 4077-200624-01

© 2020 Illumina, Inc. All rights reserved.

すべての商標および登録商標は、Illumina, Inc または各所有者に帰属します。
商標および登録商標の詳細は jp.illumina.com/company/legal.html をご覧ください。
予告なしに仕様および希望販売価格を変更する場合があります。

