

Szimbólumok magyarázata

IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA

Ez egy általános jelmagyarázat, amely segít a termék címkéin esetlegesen megjelenő szimbólumok megértésében.

	A tartalom <n> teszthez elegendő
	In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Cikkszám
	Sorozatszám
	Csak a rendelt célra való használatra
	Egyedi eszközazonosító
	Szabadalmak www.illumina.com/patents
	Információk a biztonsági adatlapon
	Származási ország
	Figyelem!
	Páratartalom korlátozása
	Tilos újrafelhasználni
	Gyártás dátuma
	Hőmérséklet korlátozása
	Cikkszám
	Sarzs kód
	Gyártó
	Felhasználhatósági dátum
	Napfénytől védve tartandó
	Lásd a használati útmutatót

100 ml EtOH Added



Jelölőnégyzet annak megerősítésére, hogy a palackba be van töltve 100 ml EtOH. Európai megfelelés

Egészségkárosító anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Tűzveszély szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Figyelmeztető jelzés – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Oxidáló anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Korozív anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról



Mérgező anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról
Felfelé



Vigyázat, törékeny!



Szárazon tartandó



Fagyasztva tartandó

Szerzői jog és védjegyek

© 2021 Illumina, Inc. Minden jog fenntartva. Minden védjegy az Illumina, Inc., illetve az adott tulajdonosok tulajdonát képezi. A védjegyekkel kapcsolatos információkat lásd a www.illumina.com/company/legal.html oldalon.

Elérhetőségek



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California
92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (Észak-
Amerikán kívül)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Ausztrál szponzor

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Ausztrália